

Клиновидный поглотитель IAS Metadyne® 63 T		100% использование оборудования для измерения
40	предназначен для измерения КИМ в диапазоне от 0 до 0,726	
50	компактный и быстрый в установке, имеет широкий диапазон измерений и характеристики, превышающие стандарт с широким	0,903
63	диапазоном клиньев, полностью установленных в	0,993
100	перфорированные <b>металлические кожухи</b> . Клины Metadyne® идеально подходят для крупных устройств и продукции, требующей измерения на низких частотах. Прочная	0,998
125	конструкция клиньев и их долговечность дают преимущества	0,997
160	лабораториям, работающим с тяжелым оборудованием и/или воспламеняющимися материалами.	0,994
250		0,998